



SCOTCHBOND UNIVERSAL

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ

Φιαλίδιο 5 ml



Αυτοαδροποιούμενος συγκολλητικός παράγοντας 8ης γενιάς

- Ο πρώτος ακτινοσκιερός universal συγκολλητικός παράγοντας
- κατάλληλος για όλες τις ενδείξεις συγκόλλησης σε άμεσες και έμμεσες αποκαταστάσεις
- Πρακτικά καμία μετεμφρακτική ευαισθησία
- Διατίθεται σε flip-top φιαλίδιο (για μέχρι 200 εφαρμογές)

Από
~~110,55€~~ 88,45€

FILTEK Z-250

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Σύριγγα 4 gr



Μικρόκοκκη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης

- Για πρόσθετες και οπίσθιες αποκαταστάσεις
- Με απόδοση του φαινομένου του χαλαλκεοτισμού
- Πατενταρισμένο ενισχυτικό παράγοντα ζιρκονίου - πυριτίου για ακτινοδιαφάνεια

Από
~~176,75€~~ 141,40€

FILTEK ONE BULK

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
5 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Σύριγγα 4 gr



Ρητίνη οπισθίων δοντιών μαζικής πλήρωσης κοιλότητας

- Έχει σχεδιαστεί για να κάνει μεγάλες αποκαταστάσεις εύκολα και γρήγορα
- Με εύκολο σύστημα διάθεσης χωρίς την ανάγκη φινιρίσματος με συμβατική ρητίνη
- Αυξάνει την παραγωγικότητά σας επιτρέποντας ένα στάδιο τοποθέτησης μέχρι και 5 mm

Από
~~348,65€~~ 278,90€

FILTEK ONE BULK CAPS

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

20 Κάψουλες
x 0,25 gr



Ρητίνη οπισθίων δοντιών μαζικής πλήρωσης κοιλότητας

- Έχει σχεδιαστεί για να κάνει μεγάλες αποκαταστάσεις εύκολα και γρήγορα
- Χωρίς την ανάγκη φινιρίσματος με συμβατική ρητίνη
- Αυξάνει την παραγωγικότητά σας επιτρέποντας ένα στάδιο τοποθέτησης μέχρι και 5 mm

Από
~~348,65€~~ 278,90€

RELIAFIL KIT 1

AHL

SUPER OFFER

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 Kit

5 Reliafil LC x 4 gr
1 Bond x 5 ml
1 Rubyetch x 50 ml



Kit ναουβριδικής σύνθετης ρητίνης γενικής χρήσης

- Άμεσες πρόσθετες και οπίσθιες αποκαταστάσεις 1ης έως 5ης ομάδας
- Δεν κολλάει στα εργαλεία, διαμορφώνεται εύκολα
- Σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα, άριστος χειρισμός
- Υψηλή αντίσταση στη θραύση, μεγάλη ευκολία στη στίλβωση

Από
~~197,30€~~ 129,00€

RELIAFIL KIT 2

AHL

SUPER OFFER

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 Kit

3 Reliafil LC x 4 gr
3 Reliafil Bulk x 4 gr
1 Bond x 5 ml
1 Rubyetch x 50 ml
2 Rubymark 80μ



Kit ναουβριδικής σύνθετης ρητίνης γενικής χρήσης και σύνθετης ρητίνης μαζικής πλήρωσης

- Άμεσες πρόσθετες και οπίσθιες αποκαταστάσεις 1ης έως 5ης ομάδας
- Δεν κολλάει στα εργαλεία, διαμορφώνεται εύκολα
- Σίγουρο αισθητικό αποτέλεσμα, άριστος χειρισμός
- Υψηλή αντίσταση στη θραύση, μεγάλη ευκολία στη στίλβωση

Από
~~258,20€~~ 159,00€

RELYX UNICEM 2 AUTOMIX

3M ESPE

-11%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 ΣΥΡΙΓΓΑ

Σύριγγα 8,5 gr



Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

- Ακτινοσκιερή με δεσμό υψηλής αντοχής
- Ενδείκνυται για συγκόλληση όλων των υλικών αποκαταστάσεων (αλουμίνια, ζιρκόνια, κεραμικά, άξονες)
- Αυτοαδροποιούμενη και αυτοσυγκολλούμενη
- Με μικρό κίνδυνο μετεπεμβατικής ευαισθησίας
- Αποχρώσεις: A30, TR

Από
~~134,60€~~ 119,90€

BREEZE

PENTRON

ΔΩΡΟ
10
ΥΛΟΝΗΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 ΣΥΡΙΓΓΕΣ

Σύριγγα 7,8 gr



Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

- Ιδανική για συγκόλληση μεταλλοκεραμικών και ολοκεραμικών (ζιρκονίου) στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επενθέτων, αξόνων και όψεων από ρητίνη
- Γρήγορη διαδικασία, χωρίς αεροποίηση, χωρίς συγκόλληση
- Έυκολος χειρισμός
- Έυκολη αφαίρεση περίσσειας υλικού

Από
~~158,00€~~ 117,00€

FUJII

GC

-25%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 ΣΕΤ

Σκόνη 35 gr
Υγρό 20 ml



Υαλοϊονομερή κονία μόνιμης συγκόλλησης

- Συγκόλληση στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
- Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης μετεμφρακτικής ευαισθησίας
- Στεγανοποίηση περιεμφρακτικού χώρου με μακροχρόνια διάρκεια
- Μακροχρόνια απελευθέρωση φθορίου
- Ακτινοσκιερή

Από
~~138,50€~~ 99,80€



CORE-POST SYSTEM SET

TG

SUPER OFFER

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΕΤ



2 Core x 9 gr
1 SE Bond DC
10 Υαλονήματα
1 Τρύπανο

Πλήρες σύστημα ανασύστασης

- Τοποθέτηση άξονα υαλονήματος και κατασκευή κολοβώματος
- Δημιουργία αξιόπιστης συγκράτησης του κολοβώματος σε περιπτώσεις μεγάλης απώλειας των σκληρών οδοντικών ιστών στη μύλη του δοντιού
- Ελαχιστοποιεί τις τάσεις
- Αποδίδει υψηλή αισθητική

Από ~~210,00€~~ 165,00€

ΑΞΟΝΕΣ ΥΑΛΟΝΗΜΑΤΩΝ

BIOLOREN

-15%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ



Τεμάχιο

Ενδορριζικοί άξονες υαλονημάτων κυλινδρικοί

- Από ίνες υαλού πλούσιες σε ζιρκόνιο
- Βιομηχανικά σιλιανοποιημένοι
- Άψηση λειτουργικότητα και αισθητική στο χρώμα του δοντιού
- Ελαστικότητα ίδια με αυτή της οδοντίνης
- Υψηλή ακτινοσκιερότητα

Από ~~41,00€~~ 34,90€

STRUCTUR 2 SC

VOCO

-18%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ



Φύσιγγα 75 gr

Αυτοπολυμεριζόμενο υλικό σύνθεσης ρητίνης για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών

- Εύκολο στη διαμόρφωση και τη στίλβωση, με φυσικό εφέ φθορισμού
- Προσωρινές εργασίες μακράς διάρκειας
- Υψηλή σταθερότητα σχήματος και χρώματος
- Διαθέσιμα χρώματα: A2, A3

Από ~~116,30€~~ 96,00€

AH PLUS

DENTSPLY

-11%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Πάστα A 4 ml
Πάστα B 4 ml

Φύραμα μόνιμης εμφραξης ριζικών σωλήνων

- Βασίζεται στη χημεία των εποξυ-αμιδικών ρητινών με μεγάλη διάρκεια εμφρακτικές δυνατότητες
- Έχει μεγάλη σταθερότητα και διατήρηση των διαστάσεων
- Πολύ καλή πρόσφυση στα τοιχώματα του ριζικού σωλήνα

Από ~~134,60€~~ 119,90€

SURE-SEAL ROOT

SURE-DENT

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΥΡΙΓΓΑ



Σύριγγα 2 gr
& 20 Tips

Βιοκεραμικό εμφρακτικό ριζικών σωλήνων

- Με βάση το πυριτικό ασβέστιο
- Σε μορφή σύριγγας έτοιμο προς χρήση
- Μηδενική συρρικnowση
- Υψηλή αντιβακτηριακή δράση
- Άριστη χημική σύνδεση με την οδοντίνη
- Ακτινοσκιερό και υδρόφιλο

Από ~~99,00€~~ 79,00€

ΡΥΓΧΗ FINAL TOUCH

ENDOART

-15%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΤΕΜΑΧΙΟ



Τεμάχιο

Εύκαμπτη ρύγχη διακλυσμού

- Αποστειρωσίμα
- Επιτρέπουν γρήγορη πρόσβαση στο ακρορρίζιο χωρίς αντίσταση ή ζημιά στα τοιχώματα
- Συμβατό με EDTA ,υποχλωριωδες νάτριο, χλωρεξιδίνη
- Ομοίμορφη εξόθηση του υγρού διακλυσμού

Από ~~1,90€~~ 1,60€

ΞΕΣΤΡΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

REFINE

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 2 ΤΕΜΑΧΙΑ



Τεμάχιο

Ξέστρα υπερήχων

- Διαφόρων τύπων και κλινικών ενδείξεων (αφαίρεση τρυγίας, αφαίρεση σπασμένων μικροεργαλείων, φροντίδα εμφυτευμάτων κ.α.)

Από ~~58,50€~~ 39,00€

ΚΙΤ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ

HLW DENTAL

SUPER OFFER

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΕΤ



Ολοκληρωμένο Kit Απομόνωσης

- 1 x HLW Αρπαγαφόρος
- 1 x HLW Τρύπανο Απομονωτήρα
- 1 x HLW Μεταλλικό Πλαίσιο Απομονωτήρα
- 1 x Tor Βάση Αρπάγαν
- 9 x HLW Αρπάγες
- 1 x Sanctuary Ελαστικά Απομόνωσης

Από ~~232,00€~~ 197,00€

NIC-TONE

MDC DENTAL

-10%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ



Συσκευασία 36 τεμαχίων

Λάστιχα απομονωτήρα latex

- Για απομόνωση της περιοχής εργασίας
- Τεντώνεται κατά 800% χωρίς να σκίζεται
- Διατίθεται σε 2 πάχη (Medium , Thick)
- Μπλε χρώματος

Από ~~20,90€~~ 18,90€



KROMOPAN SIL SET

LASCOD

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
1 ΣΕΤ

Putty 2 x 300ml &
Light Body 2 x 50ml



Αποτυπωτικό υλικό A-Silicone κανονικής πήξης

- Κανονικός χρόνος πήξης στο στόμα και υψηλή αντοχή στο σχίσμο
- Ελαστική επαναφορά 99,9%
- Άριστη αποτύπωση λεπτομέρειας
- εύκολος χειρισμός και γεύση μέντα
- Μακράς διάρκειας σταθερότητα διαστάσεων
- Ιδανικό ιξώδες

Από
~~93,80€~~ **75,00€**

KROMOPAN SIL LIGHT/BITE

LASCOD

-25%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 Συσκευασίες

2 Φύσιγγες x 50 ml



Λεπτόρευστο υλικό A-Silicone υψηλής ακρίβειας/Bite

- Αναπαράγει και τις παραμικρές λεπτομέρειες
- Τοποθετείται απευθείας στο δισκάρκι αλλά και στο στόμα
- Μέγιστος έλεγχος - ιδανικό ιξώδες

Από
~~74,80€~~ **56,10€**

EXPRESS XT PUTTY QUICK

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Βάση 250 ml
Καταλύτης 250 ml



Παχύρευστο αποτυπωτικό υλικό A-Silicone γρήγορης πήξης

- Κατάλληλο για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
- Υλικό υψηλού ιξώδους, με επαρκή ακαμψία μετά την πήξη και εύκολη αφαίρεση από το στόμα
- Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 30sec
- Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 1:30min

Από
~~329,25€~~ **263,40€**

EXPRESS XT LIGHT QUICK

3M ESPE

-20%

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

2 Φύσιγγες x 50 ml



Λεπτόρευστο αποτυπωτικό υλικό A-Silicone γρήγορης πήξης

- Κατάλληλο για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
- Για τεχνικές 1 και 2 σταδίων
- Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 1:30min
- Χρόνος πήξης (μέσα στο στόμα): 2:30min

Από
~~240,00€~~ **192,00€**

AFFINIS PUTTY

COLTENE

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 Συσκευασίες

Βάση 300 ml
Καταλύτης 300 ml



Παχύρευστο αποτυπωτικό υλικό A-Silicone

- Υψηλή υδροφιλικότητα και αντοχή στο σχίσμο
- Μη κολλώδες υλικό
- Είναι το μοναδικό αποτυπωτικό που μπορεί να κλιβανιστεί
- Κατάλληλο για τεχνική μονής ή διπλής αποτύπωσης

Από
~~330,15€~~ **220,10€**

AFFINIS PUTTY

COLTENE

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 Συσκευασίες

2 Φύσιγγες x 50 ml



Λεπτόρευστο αποτυπωτικό υλικό A-Silicone

- Διαθέτει εξαιρετική ροή ώστε να αποτυπώνει εύκολα κρίσιμες λεπτομέρειες
- Ο μοναδικός χρωματισμός χρυσό και ασήμι μειώνει δραστικά το φαινόμενο σκέδασης του φωτός βελτιώνοντας την ορατότητα στα όρια της παρασκευής

Από
~~215,10€~~ **143,40€**

VARIOTIME PUTTY

HERAEUS KULZER

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Βάση 300 ml
Καταλύτης 300 ml



Αποτυπωτικό υλικό A-Silicone με παχύρευστη σύνθεση

- Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια χάρη στην ισορροπία των φυσικών ιδιοτήτων στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο
- Ιδανικό για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων
- Χρόνος εργασίας (με την ανάμιξη): 2:30
- Χρόνος πήξης (στο στόμα): 2:30

Από
~~239,70€~~ **159,80€**

VARIOTIME LIGHT/MONO

HERAEUS KULZER

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 ΦΥΣΙΓΓΕΣ

Φύσιγγα 50 ml



Αποτυπωτικό υλικό A-Silicone με παχύρευστη σύνθεση

- Διαθέσιμο σε Light, Medium και Monophase
- Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια χάρη στην ισορροπία των φυσικών ιδιοτήτων στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο
- Ιδανικό για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων

Από
~~77,85€~~ **51,90€**

VARIOTIME DYNAMIX

HERAEUS KULZER

+1 ΔΩΡΟ

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Συσκευασία 380 ml



Αποτυπωτικό υλικό A-Silicone

- Χρησιμοποιείται με συσκευές αυτόματης ανάμιξης
- Διαθέσιμο σε Putty, Heavy και Monophase
- Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια χάρη στην ισορροπία των φυσικών ιδιοτήτων
- Ιδανικό για αποτυπώματα στεφανών, γεφυρών, ενθέτων και επενθέτων

Από
~~260,70€~~ **173,80€**



Τολύπια



Applicators



Μάσκες



Γάζες


Combo Offer

Από
~~103€~~

63€



Mixing Tips




Φάκελοι Αποσ/σης



Σιελαντλίες



Ποτήρια



MG3 Blue



K-Files



C-Files



Κώνι Χάρτου
με Κωνικότητα



Κώνι Γουταπέρκας
με Κωνικότητα


Combo Offer

Από
~~196,10€~~

125€



MG3 Blue



ReTreaty Kit



EDTA Solution



K-Files



Κώνι Χάρτου
με Κωνικότητα



Κώνι Γουταπέρκας
με Κωνικότητα

Combo Offer

Από
~~262€~~

175€



BR Rap



MaxFill-G



MaxFill-P

Combo Offer

Από
~~1560€~~

1350€



ZR Touch



MaxFill-G



MaxFill-P

Combo Offer

Από
~~1180€~~

950€



ZR Touch



A7

Combo Offer

Από
~~640€~~

490€



PTX



A-Cure Plus

Combo Offer

Από
~~2830€~~

2600€



DS7+



iJet

Combo Offer

Από
~~750€~~

590€



DS6+



Ξέστρα Υπερήχων

Combo Offer


Από
~~348€~~

250€



C-Puma Master

Γωνιακή Χειρολαβή 1:5



Γωνιακή Χειρολαβή 6:1



Χειρολαβή Αερότορ 1:1



Combo Offer

Από
~~1250€~~

1100€



H16-WSPQ



C-1C

Combo Offer

Από
~~640€~~

490€



H14-TP



C-1B


Combo Offer

Από
~~360€~~

280€



Combo Offer



RVG Sensor

+



A-Cure Plus

Από
~~1720€~~

1490€

Combo Offer



C7-5

+



C-1B

Από
~~690€~~

550€